

# NEUHEITEN HERBST 2018



## Ergo mobil Base

Rechtzeitig zum Herbstbeginn, der idealen Zeit für Leuchtlupe, präsentiert SCHWEIZER innovative Neuheiten aus diesem Produktsortiment.

Für jede ERGO-Lux mobil gibt es jetzt einen passenden Schreib- und Leseständer. Dieser macht aus der mobilen Leuchtlupe eine praktische Aufsetzlupe. Die Lupe wird dabei einfach in die passende Base gelegt.

Für jede Lupenvergrößerung gibt es eine passende ERGO mobil Base. Durch die verschiedenen Bauhöhen hat man automatisch den richtigen Abstand von Lupe zu Lesegut und das bei einer bequemen Arbeitshaltung.



Die offene Bauart ermöglicht es, die Lupe auch zum Schreiben oder zum Verrichten von kleinen Arbeiten zu benutzen. Die Lupenständer bis 24 D eignen sich auch in aufrechter Position für beidhändiges Arbeiten.



Für jede Lupenvergrößerung der Serie

**ERGO-Lux MP mobil und ERGO-Lux i mobil**

ist ein abgestimmter Schreib-/Leseständer erhältlich!