

Thekendisplay für drei Produkte (leer)



500045 Thekendisplay aus Karton

Maße (BxHxT): 15,5x27,2x21,0 cm  
Passend für Lupenhalbrillen und MULTILIGHT Pro Pocket


Produktflyer für Endverbraucher, DIN lang, 20er-Pack



370268 EV-Flyer Lupenhalbrillen

310058 EV-Flyer Bestes Licht für bestes Sehen

Einleger für Plexi-Aufsteller, DIN A4



372098-1 Einleger Lupenhalbrillen

372108 Einleger MULTILIGHT Pro

372118 Einleger MULTILIGHT Pro Pocket

Plexi-Aufsteller



335038 Für Einleger, DIN A4

Maße (BxHxT): 21x30,5x10 cm

50157 Für Produktflyer, DIN lang

Maße (BxHxT): 11,5x18,5x6,5 cm

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird bei Personenbezeichnungen und personenbezogenen Hauptwörtern die männliche und/oder weibliche Form verwendet. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung grundsätzlich für alle Geschlechter. Die verkürzte Sprachform hat nur redaktionelle Gründe und beinhaltet keine Wertung.

**SCHWEIZER Optik GmbH**  
Ferdinand Porsche Gasse 27, 2603 Felixdorf  
Telefon 0720 895071, Fax 0720 8950714  
info@schweizer-optik.at, www.schweizer-optik.at

24-066/103398-1-AT/00

# LowVision-Katalog Ergänzung 2025



## BINO med

Lupenhalbrillen mit konvergenzunterstützenden Prismen für die optisch anspruchsvolle Versorgung und größerem Sichtfeld.

- Prismen zur Entlastung der Konvergenz bei erhöhten Nahzusätzen
- In den Stärken +2,5 D bis +8,0 D mit entsprechenden, konvergenzunterstützenden Prismen lieferbar
- Alle BINO med Lupenhalbrillen ab +4,0 D mit asphärischen Lupengläsern und ab +8,0 D mit asphärischen Softlenticular-Lupengläsern aus CR39 verglast und grundsätzlich mittendickenoptimiert
- Veredelungen wie Kanten-/Komfortfilter möglich
- Inklusive AR+ (Super-Entspiegelung, Hartschicht und Cleancoat)

### Wir benötigen folgende Angaben für BINO med Individuell

- Fassungstyp
- Fernkorrektur
- Fern-PD
- Addition
- Individuelle Daten (Veredelung, Härtung, Entspiegelung, Tönung, Kanten-/Komfortfilter)

**BINO med S3, Größe 44-22** Neu



Kunststoff blau transparent		Kunststoff rot transparent	
<b>425180</b>	+2,5 D	<b>425190</b>	+2,5 D
<b>430180</b>	+3,0 D	<b>430190</b>	+3,0 D
<b>435180</b>	+3,5 D	<b>435190</b>	+3,5 D
<b>440180</b>	+4,0 D	<b>440190</b>	+4,0 D
<b>450180</b>	+5,0 D	<b>450190</b>	+5,0 D
<b>460180</b>	+6,0 D	<b>460190</b>	+6,0 D
<b>480180</b>	+8,0 D	<b>480190</b>	+8,0 D

## Filterbrillen – Magnetclip

Die Filterbrillenserie von SCHWEIZER bietet wirksamen Lichtschutz in jeder Situation bei gleichzeitig optimaler Prävention gegen Netzhautschäden. Die praktischen Modelle der Linie Magnetclip ermöglichen es auf komfortable Weise, eine Alltagsbrille in eine Sonnenbrille umzuwandeln. Der Clip mit integrierten Magneten passt perfekt und sitzt passgenau auf der Fassung.

- Geringes Gewicht durch Kunststoffgläser und Fassung aus TR90
- Fassungen mit Korrektionsgläsern verglasbar (bitte berücksichtigen, dass es bzgl. des Clips Einschränkungen bei Gläsern mit hohen Pluswerten gibt)
- Magnetclip in C1 POL1 und C1 POL3 erhältlich
- Inklusive Etui und Mikrofaser Tuch

**Filterbrille FM 1, Größe 49-22, Kurve 2** Neu

Mit Clip



Kunststoff Schwarz		Kunststoff Haselnuss	
<b>FM0116-11</b>	CF C1 POL1	<b>FM0116-12</b>	CF C1 POL1
<b>FM0129-11</b>	CF C1 POL3	<b>FM0129-12</b>	CF C1 POL3

**Filterbrille FM 2, Größe 52-20, Kurve 2** Neu

Mit Clip



Kunststoff Schwarz		Kunststoff Haselnuss	
<b>FM0216-11</b>	CF C1 POL1	<b>FM0216-12</b>	CF C1 POL1
<b>FM0229-11</b>	CF C1 POL3	<b>FM0229-12</b>	CF C1 POL3

## MULTILIGHT Pro Pocket

Die leichte und handliche Leuchte ist die perfekte Begleitung für unterwegs und unterstützt in allen Bereichen, wo schlechte Lichtverhältnisse zum Lesen vorzufinden sind.

- Drei Lichtfarben erhältlich: Warmweiß – 2700 K, Neutralweiß – 4500 K und Kaltweiß – 6500 K
- Zwei Helligkeitsstufen (100 % und 70 %)
- Speziell berechnete Linsenscheibe mit gleichmäßig, flächiger Ausleuchtung
- Batterielaufzeit 10 Std. bei Stufe 1, ca. 3 Std. bei Stufe 2
- Ergonomische Form des Griffs
- Fühlbar erhöhter Schalter mit akustischer Rückmeldung und haptischer Führung
- Inklusive Mikrofasersäckchen für schonende Aufbewahrung
- Base optional zur Ablage der Leuchte



## MULTILIGHT Pro Pocket – Handleseleuchte

Neu



**946023 946043 946063**

Maße (BxTxH): ca. 4,8x11,6 cm  
Gewicht: ca. 87,5 kg,  
3 Mikro-Batterien erforderlich, Typ AAA

### Base



**160122 MULTILIGHT Pro Pocket Base**

Auslieferung erfolgt ohne Leuchte

### Zubehör



**156002 Batterien Typ AAA**  
3er-Pack, Mikro



**180902 Lanyard**  
5er-Pack, Anthrazit



**180912 Handgelenkschleife**  
5er-Pack, Anthrazit



**130012 Mikrofasersäckchen**  
10er-Pack, schwarz