

MULTILIGHT Pro

Lichtfarbe in der schönsten Form



MULTILIGHT Pro

Bestes Licht für bestes Sehen

Die innovative LowVision-Leuchtserie MULTILIGHT Pro von SCHWEIZER ist speziell für alle sehbeeinträchtigt Personen entwickelt worden und überzeugt mit zahlreichen Details.

Ausgereifte Technik und Langlebigkeit durch ausgewählte Materialien sowie elegantes Design mit durchdachter Funktionalität:

MADE IN GERMANY



Tischleuchte mit 3 Lichtfarben und mit Akku



Tischleuchte mit 1 individuellen Lichtfarbe zur Wahl, mit Akku



Tischleuchte mit 1 individuellen Lichtfarbe zur Wahl, mit Netzteil

Funktionalität und Design, die begeistern

Die LED-Leuchterserie MULTILIGHT Pro beeindruckt durch eine Vielzahl innovativer Ideen.

Design

- 6 verschiedene Produktausführungen für unterschiedliche Anwendungen
- Keine störenden Blendeffekte dank matt-schwarzem Gehäuse
- Pflegeleichte Oberfläche aus widerstandsfähigem Kunststoff
- Elegantes und zeitloses Design

Funktionalität

- Zentral angeordnetes Tastenfeld
- Akustische An-/Aus-Rückmeldung
- Flexible Leuchten-Positionierung minimiert die Blendung und sorgt für genaue Ausleuchtung
- Beste Bedienbarkeit durch große und leichtgängige Feststellhebel
- Ideal in Kombination mit SCHWEIZER-Lupen durch exakt gleiche Lichtfarben (Warmweiß – 2700 K, Neutral-weiß – 4500 K und Kaltweiß – 6500 K)
- Leuchtschirm in alle Richtungen schwenkbar, bis zur Tischplatte herunterziehbar
- Leicht zu findende Steckerbuchse
- Platzsparend zusammenklappbar, auch für den mobilen Einsatz

Technik

- Sehr niedriger Energieverbrauch und hohe Leistungsfähigkeit durch den Einsatz von bis zu 14 langlebigen LEDs
- Erhältlich in 1 oder 3 Lichtfarben (Warmweiß – 2700 K, Neutral-weiß – 4500 K und Kaltweiß – 6500 K) für besten Kontrast
- 2 Helligkeitsstufen (100% und 70%) für ideale Lichtverhältnisse
- Lithium-Ionen-Akku, 4 Stunden Akkulaufzeit, 3 Stunden Ladezeit
- Warnhinweis bei niedrigem Akkustand
- SCHWEIZER Inhouse-Reparaturservice



Technische Daten – MULTILIGHT Pro

MULTILIGHT Pro Tischleuchte mit Akku und 3 Lichtfarben

941103

Maße Fuß (BxTxH): ca. 13,5x17,5x12,0 cm
Länge Armsegment (von Scharnier zu Scharnier): ca. 30 cm
Gewicht: ca. 1,62 kg, Ladekabel: 150 cm
Alle 3 Lichtfarben individuell schaltbar
Lithium-Ionen-Akku



MULTILIGHT Pro Tischleuchte mit Akku

941123 941143 941163

Maße Fuß (BxTxH): ca. 13,5x17,5x12,0 cm
Länge Armsegment (von Scharnier zu Scharnier): ca. 30 cm
Gewicht: ca. 1,62 kg, Ladekabel: 150 cm
Lithium-Ionen-Akku



MULTILIGHT Pro Tischleuchte mit Netzteil

941023 941043 941063

Maße Fuß (BxTxH): ca. 13,5x17,5x12,0 cm
Länge Armsegment (von Scharnier zu Scharnier): ca. 30 cm
Gewicht: ca. 1,52 kg, Anschlusskabel: 150 cm



MULTILIGHT Pro Tischleuchte mit verlängertem Leuchtenarm und Netzteil

942023 942043 942063

Maße Fuß (BxTxH): ca. 13,5x17,5x12,0 cm
Länge Armsegment (von Scharnier zu Scharnier): ca. 30 cm
Gewicht: ca. 3,65 kg, Anschlusskabel: 150 cm



MULTILIGHT Pro Tischleuchte mit verlängertem Leuchtenarm, Klemme und Netzteil

943023 943043 943063

Länge Armsegment (von Scharnier zu Scharnier): ca. 30 cm
Maximale Klemmöffnung: 5,3 cm
Gewicht: ca. 1,2 kg, Anschlusskabel: 150 cm



MULTILIGHT Pro Standleuchte mit verlängertem Leuchtenarm, Netzteil und 3 Lichtfarben

944003

Höhe Leuchtenstativ: ca. 96 cm, Ø Sockel: ca. 28 cm
Länge Armsegment (von Scharnier zu Scharnier): ca. 30 cm
Gewicht: ca. 3,8 kg, Anschlusskabel: 150 cm
Alle 3 Lichtfarben individuell schaltbar



MULTILIGHT Pro Standleuchte mit verlängertem Leuchtenarm und Netzteil

944023 944043 944063

Höhe Leuchtenstativ: ca. 96 cm, Ø Sockel: ca. 28 cm
Länge Armsegment (von Scharnier zu Scharnier): ca. 30 cm
Gewicht: ca. 3,8 kg, Anschlusskabel: 150 cm



2700 K 4500 K 6500 K Lichtfarben

20-013/370458/01