

## ***Edel und zeitlos – die neue BINO med S2 Lupenbrille***

Dieser Schritt ist ein Sprung – SCHWEIZER präsentiert mit der neuen BINO med S2 eine Lupenbrille in einem edlen und zugleich zeitlosen Design. Für Personen mit einer Sehbeeinträchtigung stellt dies eine wesentliche Verbesserung für den Sehkomfort dar. Das neue Modell ist in den zwei Farbvarianten Gold glänzend und Antik-Silber erhältlich.

Die Lupenhalbbrille **BINO med S2** ist mit konvergenzunterstützenden Prismen an die geringere Leseentfernung angepasst und somit durch das größtmögliche Gesichtsfeld eine wirkungsvolle vergrößernde Sehhilfe. Die in Forchheim gefertigte **BINO med S2** ist dank ihres zeitlosen, eleganten Designs nicht sofort als Lupenhalbbrille erkennbar und hat somit eine hohe Akzeptanz.

**BINO med S2** sieht wie eine ganz normale Lesebrille aus und kommt dann zum Einsatz, wenn die normale Brille nicht mehr ausreicht. Der Vorteil von Lupenhalbbrillen gegenüber einer herkömmlichen Lupe ist, dass der Benutzer die Hände beim Lesen frei hat, z.B. für die Bedienung von Smartphones oder bei Näh-, Bastel- und handwerklichen Arbeiten. Da diese Lupenhalbbrille sehr leicht und unauffällig ist, kann sie auch gut unterwegs eingesetzt werden.

**BINO med S2** Lupenhalbbrillen werden auch selbstverständlich auch mit den individuellen Brillenstärken Ihrer Kunden angefertigt. Des Weiteren können sie auch mit kontraststeigernden Filtern ausgestattet werden.

Zur optimalen Produktpräsentation bietet SCHWEIZER zusätzlich eine praktische und hochwertige **Präsentations-Testbox** inklusive Hellfeld-Lupe für die Nähe an, die mit der **BINO med S2** individuell bestückt werden kann.

Nutzen Sie jetzt die Stärken der **BINO med S2** um Ihren Kunden mit Sehbeeinträchtigungen zu einer besseren Lebensqualität zu verhelfen.