

# Bestellung MONO med und BINO (Bifo) med



Kunden-Nr.: _____	Bestelldatum: _____
Name: _____	Kommission: _____
Adresse: _____	Ansprechpartner: _____

## BINO med individuell

Halv-13 Silber antik	Halv-14 Transparent-		Halv-15		Halv-16 Schwarz, Metallbügel	Halv-20		S2	
	Anthrazit	Rot	Anthrazit	Rot		Schwarz	Havanna	Gold glänzend (nur mit AR+)	Antik Silber (nur mit AR+)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Korrektionswerte

Sphäre*	- Zyl.	Achse	Addition**	Fern-PD	<input type="checkbox"/> H <input type="checkbox"/> AR+
R					<input type="checkbox"/> Korrektionsprismen (bitte unten eintragen)
L					<input type="checkbox"/> Kanten-/Komfortfilter ____nm

\*Fernkorrektion

\*\*Benötigte Addition: Bei BINO-med ist das die Addition, die zum Fernwert addiert wird. Die Höhe der Konvergenzprismen wird darauf abgestimmt.

## MONO med individuell (ab +12,25 mit X-Lenti inkl. Kante 400; Gegenseite plan ohne Filter)

Halv-13 Silber antik	Halv-14 Transparent-		Halv-15		Halv-16 Schwarz, Metallbügel	Halv-20	
	Anthrazit	Rot	Anthrazit	Rot		Schwarz	Havanna
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Korrektionswerte

Sphäre*	- Zyl.	Achse	Addition**	Fern-PD	<input type="checkbox"/> H <input type="checkbox"/> AR+
R					<input type="checkbox"/> X-Lenti ohne Kante 400
L					<input type="checkbox"/> Abweichende Kante ____nm
					<input type="checkbox"/> Gegenglas matt
					<input type="checkbox"/> Gegenglas mit gleiche Kante

\*Fernkorrektion

\*\*Benötigte Addition: MONOs bis 6-fach (Maximalwert +24,0 dpt): X-LENTI aus CR39. Höhere Werte (8-fach, 10-fach, 12-fach) nur mit Hyperkularen ohne indiv. Korrektion möglich. Informationen hierzu im SCHWEIZER LowVision-Katalog.

## BINO Bifo med individuell

Halv-15 Anthrazit	Halv-15 Rot	Halv-20 Schwarz	Halv-20 Havanna
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Korrektionswerte

Sphäre*	- Zyl.	Achse	Add. 1**	Add. 2***	Fern-PD	<input type="checkbox"/> H <input type="checkbox"/> AR+
R						<input type="checkbox"/> Kanten-/Komfortfilter ____nm
L						

\*Fernkorrektion

\*\*Addition 1 für den oberen Bereich: Immer 3,0 dpt geringer als Addition 2

\*\*\*Bei BINO-BIFO ist das die Addition für das untere Segment. Der Maximalwert beträgt +9,0 dpt.

Die Addition für den oberen Bereich ist dann automatisch um +3,0 dpt geringer. Andere Additionen oder höhere Werte können als ML OPTIO angefertigt werden. Bitte verwenden Sie hierzu das ML OPTIO Formular.

## Zusätzliche Korrektionsprismen (nicht in S2-Fassung)

Prisma	Basis	Prisma	Basis
R			
L			

Bitte beachten: Bei abweichenden Prismen ist eine Einzelauflistung der Preise notwendig. Nur bei Halv-Fassungen möglich.

Bemerkungen: \_\_\_\_\_

Bei Fragen rufen Sie uns bitte an: +43-(0)720-895071

Bestellungen per Fax: +43(0)720-8950714

E-Mail: [info@schweizer-optik.at](mailto:info@schweizer-optik.at)

SCHWEIZER Optik GmbH, Ferdinand-Porsche-Gasse 27, 2603 Felixdorf, [www.schweizer-optik.at](http://www.schweizer-optik.at)